

# Опросный лист

## Газоанализатор ФП11.2К



Дата заполнения: \_\_\_\_\_



### Общая информация:

|                          |
|--------------------------|
| Наименование организации |
| Контактное лицо (ФИО)    |
| Контактный телефон       |
| E-mail                   |

### Варианты газоанализатора ФП11.2К:

| Варианты поставки  | АРТИКУЛ   | ШТ. |
|--|-----------|-----|
| <input type="checkbox"/> <b>CH<sub>4</sub>/C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> (метан/пропан)</b><br><b>Термокаталитический сенсор</b><br><b>CH<sub>4</sub>:</b><br>0-2,50 об.д., % - диапазон измерения<br>0 до 5,00 об.д., % - диапазон показания<br><b>C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>:</b><br>0-1,00 об.д., % - диапазон измерения<br>0-2,00 об.д., % - диапазон показания | APT023030 |     |
| <input type="checkbox"/> <b>CH<sub>4</sub> 5%(метан)</b><br><b>Оптический сенсор</b><br>0-5,00 об.д., % - диапазон измерения<br>5 до 100,00 об.д., % - диапазон показания  | APT023031 |     |
| <input type="checkbox"/> <b>CH<sub>4</sub> 100%(метан)</b><br><b>Оптический сенсор</b><br>0-100,00 об.д., % - диапазон измерения   | APT023034 |     |



## Газозаборные штанги на выбор:

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | <p><b>Штанга газозаборная АРТ23113</b><br/>Предназначена для отбора проб контролируемой среды при наземном применении.</p> <p style="text-align: center;"><b>шт.</b></p>  |  |
| <input type="checkbox"/> | <p><b>Штанга газозаборная телескопическая АРТ23111</b><br/>Предназначена для забора пробы анализируемой среды из труднодоступных мест, в том числе на большой высоте.</p> <p style="text-align: center;"><b>шт.</b></p> |  |

## Комплект поставки:

| Наименование                          | Кол-во, шт |
|---------------------------------------|------------|
| Газоанализатор ФП11.2К                | 1          |
| Адаптер сетевой 12В1А                 | 1          |
| Ремень                                | 1          |
| Паспорт*                              | 1          |
| Фильтр-затвор (АРТ12043)              | 5          |
| Фильтр (АРТ12143)                     | 12         |
| Чехол к прибору ФП                    | 1          |
| Штанга (АРТ23113)                     | По заказу  |
| Штанга (АРТ23111)                     | По заказу  |
| Упаковка                              | 1          |
| * Методика поверки включена в паспорт |            |

## Дополнительные аксессуары (не обязательно):

| Наименование             |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <p><b>Фильтр-затвор (АРТ12043)</b><br/><i>Сigaretный фильтр для микронасоса.</i><br/>Предназначен для предотвращения попадания пыли, сажи, грязи и других механических примесей в тракт микронасоса.</p> <p style="text-align: center;"><b>шт.</b></p>  |
| <input type="checkbox"/> | <p><b>Фильтр (АРТ12143)</b><br/><i>Фильтр-затвор для штанги газозаборной.</i><br/>Предназначен для предотвращения попадания влаги в газозаборный тракт прибора.</p> <p style="text-align: center;"><b>шт.</b></p>                                       |